

Resultat laboratorietest for partikler

Produkt: ViaTub III 3

Partikel type: Millisil W4

Måling af fjernelse af partikler i ViaTub III 3 ved forskellige flowhastigheder

Tilstrømning (l/s)	SS<63µm (%)	Total-SS (%)
0,33	81,8	91,1
0,78	79,5	90,0
3,25	48,9	75,0

Ved test af ViaTub III 3, er der også udført re-suspensionstest ved 13 l/s, der viser at der tilbageholdelse af over 98 % af mængde Silica.

Kommentar:

Testen er udført i henhold til DWA 102-2. Denne test måler kun på partikelfractionen <63µm.

Baggrundsmateriale for resultater valideret af Katrine Nielsen, Teknologisk Institute juni 2024